


Diani Release 1.19 – Seznam viditelných změn

Karta pacienta

- Přidána možnost editace naměřených hodnot

Přiřazená zařízení	Naměřené hodnoty	SpiroGym	Rehabilitace
Naměřené hodnoty			
+ Přidat naměřenou hodnotu			
Čas měření	Měřená veličina	Hodnota	Zdroj měření
20. 10. 2020 17:12	Váha	80 kg	SITest
Upravit Smazat			

Graf nálad (NEW)



Správa přiřazení boxů

- Nově lze spravovat všechna přiřazení, a nejen ta pro FitBit

Nejvíce angažovaní pacienti

- Přidány sloupce pro SpiroGym a Rehabilitaci
- Přidána legenda

Nejvíce angažovaní pacienti

Od:

Do:

Dni:7

Zobrazované jméno	Diabetes	Hypertenze	Fyzická aktivita	Váha	Dotazník	SpiroGym	Rehabilitace
Holubova Anna	16	44	10	0	0	0	0
Fiala Dominik Test	2	0	65	0	0	0	0
Mužiková Gabriela	0	0	14	0	0	0	0
Kašpar Jan Ing.	0	0	2	0	0	0	0
Gillar Test David	0	0	0	0	0	0	5,0
HBTestPatient05	0	0	0	0	0	0	11,0
HBTestPatient10	0	0	0	0	0	0	3,0

Diabetes - Součet počtu měření Glykémie, počtu aplikací Insulinu a počtu konzumací Sacharidů

Hypertenze - Součet počtu měření Systolického tlaku, Diastolického tlaku, Tepové frekvence, Arytmie a počtu konzumací Antihypertonik

Fyzická aktivita - Součet počtu měření Tepové frekvence, Kroků, Intenzity aktivity a Hloubky spánku

Váha - Součet počtu měření Hmotnosti, váhy Celkového tělesného tuku, váhy Celkového objemu vody, váhy Svalové hmoty, váhy Kostní hmoty a Úrovně vnitřního tuku

Dotazník - Součet počtu vyplněných dotazníků

SpiroGym - Součet délek jednotlivých měření v minutách

Rehabilitace - Součet délek jednotlivých cvičení v minutách

Úpravy Diani pro podporu multicentrických studií

1. Přidána role **Center Admin** s přístupem k (bez modulů):

- Karta pacienta
- Přidat/Editovat pacienta
- Seznam pacientů
- Přidat/Editovat uživatele
- Seznam uživatelů
- Správa osob
- Správa skupin
- Správa přiřazení boxů

Role & Moduly

Role	Moduly
☐ Admin	☐ Module Diabetes
☐ Center Admin	☐ Module Homebalance
☐ Doctor	☐ Module Hypertension
☐ Patient *	☐ Module Physical Activity
☐ Researcher *	☐ Module SpiroGym
☐ Student *	
☐ Study Participant *	

* Pokud uživatel není zároveň v roli Admin nebo Doktor, musí mít přiřazenou výchozí osobu.

Uživatel s rolí Center Admin:

- může vytvářet uživatele jen pro svého poskytovatele
- nemůže vytvářet uživatele s rolí Admin
- má přístup pouze k informacím od svého poskytovatele (pacienti, skupiny, uživatelé...)
- musím mít nastaveného **providera** (poskytovatele)

Nastavení

Povoleno ☒ Ano ☐ Ne

Zrušen ☐ Ano ☒ Ne

Systémový uživatel ☐ Ano ☒ Ne

Výchozí přesměrování

Poskytovatel

Komentář

2. Seznamu pacientů – Přidán sloupec poskytovatel a příslušný filtr

Seznam pacientů

Nový pacient Nahraj soubor

Skupiny pacientů Všechny Poskytovatel Není vybráno Zobrazované jméno Rodné číslo Hledej

Poskytovatel	Zobrazované jméno	Datum narození	RČ	Pohlaví	Název skupiny	Parametry	Poznámka	Název zařízení	Používáno od	Používáno do	Akce
	00 Zelinova Michaela	3. 2. 1966		Ž				IntelliFlat 104077	7. 2. 2019	7. 2. 2019	Nahraj soubor

3. Seznamu uživatelů – Přidán sloupec poskytovatel a příslušný filtr

Nový uživatel Poskytovatel Není vybráno Uživatelské jméno Hledané jméno Hledej

Poskytovatel	Uživatelské jméno	Zrušen	Emailová adresa	Poznámka	Datum registrace	Stav registrace	Role	Moduly	Akce
SpiroGymTest	developer.spirogym.patient	Ne	doksanskym@gmail.com		24. 9. 2020 12:32	Schválena	Patient		Deaktivovat

4. Správa osob – Přidán sloupec poskytovatel a příslušný filtr

Seznam osob

Poskytovatel Není vybráno Zobrazované jméno Zobrazované jméno Hledej

Poskytovatel	Zobrazované jméno	Křestní jméno	Příjmení	Kód doktora	WebUsers	Clients	
	Akotia Devang	Devang	Akotia		1	1	Upravit
	anna.registrace		anna.registrace		1	1	Upravit

5. Správa skupin – Přidán sloupec poskytovatel a příslušný filtr

Seznam skupin				
Poskytovatel	Není vybráno ▾	Zobrazované jméno	Zobrazované jméno	Hledej
Poskytovatel	Název skupiny	Počet pacientů	Počet uživatelů	Aktivní
	-all-	0	0	Ne
				Upravit

6. Správa přiřazení boxů – Přidán sloupec poskytovatel a příslušný filtr

Seznam přiřazení						
Poskytovatel	Není vybráno ▾	Hledej				
Poskytovatel	Název krabíčky	Jméno pacienta	Používáno od	Používáno do	Poslední synchronizace dat	Aktivní
Sítěst	Box 10001	Kejlik Pavel Ing.	19. 4. 2015 13:40	Nestanoveno	11. 5. 2015 11:46:38	Ano
						Upravit

7. Načítání dat


- Veškerá data s vazbou na Providera v DB jsou filtrována na základě ProviderId právě přihlášeného uživatele.

8. Ukládání dat

- Všechna data s vazbou na Providera ukládána uživatelem s ProviderId tuto informaci dědí.

Přiřazení osoby při vytváření/schvalování uživatele


Pro přidělení osoby nyní existuje samostatný pop-up formulář. Zobrazí se poklikem na tlačítko níže.



Osoba

Přiřadit osobu

Zobrazí se výchozí nabídka akcí.



Přiřazení osoby


☐ Nová osoba

☐ Pacient

☐ Doktor

☐ Existující osoba

Pokud se vybere možnost přiřazení již existující osoby, zobrazí se select se seznamem existujících osob.



Přiřazení osoby

☐ Nová osoba

☐ Pacient

☐ Doktor

☒ Existující osoba

Jméno

Vyber osobu

Uložit

V případě výběru vytvoření nové osoby je možné vytvořit osobu, pacienta, doktora, nebo jejich kombinace.

Přirazení osoby

☒ Nová osoba

☒ Pacient

☒ Doktor

☐ Existující osoba

Křestní jméno

Křestní jméno

Příjmení

Příjmení

*

Zobrazované jméno

Zobrazované jméno

*

Kód doktora

Kód doktora

*

Skupiny pacientů

Není vybráno

▼

Datum narození

Datum narození

Rodné číslo

Rodné číslo

Poznámka

Poznámka

Pohlaví

☒ Nespecifikováno

☐ Muž

☐ Žena

Dále >>

Po stisku tlačítka Dále proběhne kontrola, zda podobný pacient již neexistuje. Kontroluje se jak lokální databáze, tak integrační server (pokud je integrace povolena).

V případě, že se nepodaří nalézt žádnou podobnou osobu, je nová osoba vytvořena a pop-up se zavře.

Pokud se podobnou osobu podaří nalézt, je zobrazena nabídka výběru další akce. Zde je možné vybrat některou z nalezených podobných osob, nebo potvrdit vytvoření osoby nové.

First name	Surname	Display name	Birth number	Doctor code	Types
☐ Marek	Doksanský	Doksanský Marek	9108010747	1111	Patient,Doctor

Po vytvoření/přiřazení osoby pop-up zmizí a ve formuláři pro vytvoření/schválení uživatele se předvybere daná osoba.

Osoba

Doksanský Marek

V tomto momentě zatím není nová/existující osoba přiřazena, pouze vybrána. K samotnému přiřazení dojde až po uložení celého formuláře pro vytvoření/schválení uživatele. Tehdy také proběhne synchronizace s integračním serverem.

Způsob ukládání a integrace v závislosti na typu přiřazené osoby:

Nová osoba

- Jedná se pouze o osobu (bez pacienta a doktora) – lokální vytvoření osoby
- Jedná se o pacienta – lokální vytvoření a integrace nového pacienta
- Jedná se o doktora - lokální vytvoření a integrace nového doktora

Existující osoba

- Existuje lokálně a vzdáleně – integrace neprobíhá
- Existuje lokálně – proběhne integrace
- Existuje pouze vzdáleně – vytvoří se lokální kopie