


Diani Release 1.23 – Seznam změn


Záznamník událostí

Přibyla podpora rich textu.



Registrace – opětovné odeslání registračního mailu

Přibyl možnost opětovného zaslání registračního emailu klikem na odkaz.



Podpora tisku z webu

Přidána podpora tisku z webu pro stránky AGP, Glykemické profily, Analýza pohybu, Analýza jídla, Simulace glykémie.


Vyhledávání pacientů nezávislé na diakritice

Nově lze vyhledávat pacienty ve filtrech bez nutnosti brát ohled na diakritiku.

Modul rehabilitace – Medical Report

Menu -> Rehabilitace -> Medical Report

Dle vybraného pacienta a časového rozmezí se vypíší všechny záznamy v rehabilitačním deníku až na ztotožnění pacienta. Dále se spočítá celková délka cvičení a vykreslí graf časů nutných ke splnění referenční scény v průběhu jednotlivých cvičení.



Vygenerovaný report je možno uložit jako pdf nebo tisknout pomocí tlačítka Export do Pdf, nebo využitím standardní zkratky Ctrl + P.

Modul rehabilitace – Evidence vstupních a výstupních vyšetření

Z důvodu narůstajícího množství typů evidovaných událostí jsem radio buttony předělal na drop down menu. Zde také přibyla možnost zvolit vstupní/výstupní rozbor.

4. 2. 2022

Typ: Poznámka

Čas:

Hodnota: Vstupní komplexní kineziologický rozbor
Výstupní komplexní kineziologický rozbor

Uložit Zavřít

Při výběru vstupního/výstupního rozboru se do pole hodnota předvyplní předem definovaná šablona dokumentu. Tato šablona je needitovatelná a ukládá se společně se zadanými hodnotami.

4. 2. 2022

Typ: Vstupní komplexní kineziologický rozbor

Čas: 13:20

Hodnota:

Datum provedení KKR:
Osoba, která KKR provedla:

Osobní údaje

- Jméno:
- Bydliště:
- Kontakt:
- Pojišťovna:

Status praesens:

Anamnéza

- Nynější onemocnění:
- Charakter bolesti:
- Osobní:
- Rodinná:
- Pracovní:
- Sociální:
- Alergologická:
- Farmakologická:
- Gynekologická/ Proktologická:
- Urologická:
- Sportovní:
- Abusus:

Komplexní vyšetření

- Aspekce (lehu/sedu/stoje):
- Aspekce chůze:
- Palpace:
- Status localis:
- Vyšetření stability:

Uložit Zavřít

Správa boxů – vylepšení

Zprovozněna validace ExternalConnection (xml chéma) a Configuration (json schéma).

Přidána záložka "Status" pod kterou lze najít informace o:

- Posledních přijatých datech (z tabulky BoxLastDataReceived).
- Posledním přijatém status paketu (z tabulky BoxStatusPackets).
- Stavu synchronizace s externími API (z tabulky ExternalAuths).

Přifazení pacienti

Status

Poslední přijatá data

Čas	Typ dat	Stav nabíjení
28.03.2022 14:33		
28.03.2022 0:00	Steps	
28.03.2022 0:00	HeartRate	
08.09.2021 0:00	Sleep	
03.03.2020 0:00	BodyWeight	

Poslední status boxu

Žádná data

Synchronizace s externím API

Poslední pokus o synchronizaci dat	Výsledek poslední synchronizace	Poslední přijatá data	Poznámka
31.03.2022 11:32	✓	28.03.2022 14:33	StepModule - Inserted:0 Updated:0;HeartRateModule - Inserted:0 Updated:0;SleepModule - Inserted:0 Updated:2